

**Below are KN95 User Instructions:**

**3-Steps Before Use:**

1. Do not use if the packaging has been opened or damaged
2. Check that ear loops are in good condition and are not damaged
3. Check that the metallic strip is not broken

**Wearing Instructions:**

1. Hold the ear loops in both hands with the metallic strip up
2. Put the respirator against your face, covering BOTH nose and mouth.
3. Place ear loops around both ears
4. Adjust respirator over nose and under chin
5. Adjust the metallic strip over bridge of nose
6. Make sure the respirator fits properly, covering the NOSE, MOUTH and CHIN.



**Fitting Test:**

1. Place both hands over the respirator
2. Inhale vigorously and hold your breath for a few seconds, making sure the respirator collapses inward as you inhale
3. Exhale vigorously and hold your breath for a few seconds, making sure the respirator bulges outward as you exhale
4. If air leaks, reposition the respirator, tighten the metallic strip and reposition the ear loops for a better fit, then follow steps 1 – 3 again until a tight seal is achieved
5. Respirators that have passed the fit test in steps 1-3 are safe to use
6. Facial hair or other facial features may prevent the respirator from achieving a proper fit. If a tight seal is not achieved, please do not use this product.
7. If you experience difficulty in breathing, dizziness, or other symptoms, leave the contaminated area immediately

## **A continuación se encuentran las instrucciones de usuario de KN95:**

### **3 pasos antes del uso:**

1. No lo utilice si el embalaje ha sido abierto o dañado.
2. Compruebe que las orejeras estén en buenas condiciones y no estén dañadas.
3. Compruebe que la tira metálica no esté rota.

### **Instrucciones de uso:**

1. Sostenga las orejeras con ambas manos con la tira metálica hacia arriba
2. Coloque el respirador contra su cara, cubriendo **AMBAS** nariz y boca.
3. Coloque las orejeras alrededor de ambas orejas
4. Ajuste el respirador ahora y debajo del mentón
5. Ajuste la tira metálica sobre el puente de la nariz
6. Asegúrese de que el respirador le quede bien, cubriendo la **NARIZ, LA BOCA** y la **BARBILLA**.



### **Prueba de ajuste:**

1. Coloque ambas manos sobre el respirador
2. Inhale vigorosamente y contenga la respiración durante unos segundos, asegurándose de que el respirador se colapse hacia adentro mientras inhala.
3. Exhale vigorosamente y contenga la respiración durante unos segundos, asegurándose de que el respirador sobresalga hacia afuera al exhalar.
4. Si hay fugas de aire, vuelva a colocar el respirador, apriete la tira metálica y vuelva a colocar las orejeras para un mejor ajuste, luego siga los pasos 1 a 3 nuevamente hasta lograr un sellado hermético.
5. Los respiradores que han pasado la prueba de ajuste en los pasos 1-3 son seguros de usar
6. El vello facial u otros rasgos faciales pueden impedir que el respirador logre un ajuste adecuado. Si no se logra un sellado hermético, no utilice este producto.
7. Si experimenta dificultad para respirar, mareos u otros síntomas, abandone el área contaminada inmediatamente.